



SYSTÈME D' IDENTIFICATION DE NARCOTIQUES

MODE D' EMPLOI

TEST F – NEUTRALISANT D' ACIDE

POUR: Neutraliser les acides contenus dans toutes les pochettes de test NIK®

Avant de disposer des pochettes de test utilisées, enlevez l'agrafe et ajoutez une mesure de neutralisant d'acide du test F. Ajoutez lentement pour empêcher de renverser. Ne pas refermer la pochette de test avant que l'effervescence ne soit complètement terminée.

Refermez la pochette de test avec l'agrafe et disposez dans un endroit sécuritaire prévu à cet effet.

NEUTRALISANT
D' ACIDE
MÉLANGE DE
SODA-CENDRE

1

2

3

4

5

_____ UNE MESURE



SYSTEM OF NARCOTICS IDENTIFICATION

INSTRUCTIONS FOR USE

TEST F - ACID NEUTRALIZER

FOR: Neutralizing Acids contained in All NIK® Test Packs

Before discarding used test packs, remove clip and add one measure of acid neutralizer from Pack F. Add slowly to prevent bubbling over. Do not reseal test pack until effervescence has stopped completely.

Reseal the test pack with the clip and discard in a tamper-free disposal unit.

ACID
NEUTRALIZER
SODA-ASH
MIXTURE

1

2

3

4

5

_____ ONE MEASURE



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE NARCOTICOS

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PRUEBA F – NEUTRALIZADOR DE ACIDO

PARA: Ácidos Neutralizantes contenidos en Paquetes de Análisis

Antes de desechar paquetes de Pruebas usados, retire el clip y agregue una medida de neutralizador de acido del Paquete F. Agregar lentamente para prevenir burbujear. No volver a cerrar hasta que la efervescencia haya terminado completamente.

Cerrar el paquete de Prueba con el clip y deseche en un recipiente sin sello.

MEZCLA DE NEUTRALIZADOR DE ACIDO Y CARBONATO DE SODIO ANHIDRO

1

2

3

4

5

UNA MEDIDA



RAUSCHGIFT-IDENTIFIZIERUNGSSYSTEM

GEBRAUCHSANLEITUNG

TEST F - SÄURENEUTRALISATOR

FÜR: Neutralisierung der Säuren, die in allen NIK® Testpackungen enthalten sind

Bevor Sie die benutzten Testsätze entsorgen, entfernen Sie die Klammer und fügen Sie eine Einheit des Säureneutralisators aus Packung F hinzu. Langsam hinzufügen, um ein Übersprudeln zu vermeiden. Versiegeln Sie die Testpackung nicht wieder, bevor das Schäumen vollständig aufgehört hat.

Versiegeln Sie die Testpackung wieder mit der Klammer und werfen Sie sie in eine manipulations sichere Abfallentsorgungseinheit.

SÄURE NEUTRALISATOR NATRIUMKARBONAT GEMISCH

1

2

3

4

5

EINE EINHEIT



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407