



SYSTÈME D'IDENTIFICATION DE NARCOTIQUES

MODE D'EMPLOI


TEST 0

POUR: GHB (Gamma Hydroxybutyrate)

But du test

1. Ce système réactif identifie de façon présomptive le GHB.

Méthode d'utilisation du test 0

1. Si l'échantillon est de substance poudreuse, enlevez l'agrafe et insérez dans la pochette de test une quantité de ladite substance équivalente à l'intérieur (partie blanche) du cercle suivant. 
2. Refermez avec l'agrafe et tapez délicatement la pochette afin de vous assurer que la substance se retrouve dans le fond de la pochette.
3. Si l'échantillon est de substance liquide, ajoutez 2 gouttes de liquide dans la pochette à l'aide d'une pipette à jeter (compte-gouttes).
4. Assurez-vous que la partie imprimée de la pochette de test soit devant vous, cassez l'ampoule en pressant le centre de l'ampoule entre votre pouce et votre index. Agitez délicatement et observez la couleur ou le changement de couleur.

Interprétation des couleurs

1. La couleur ambre (couleur naturelle) qui se change rapidement en vert indique la présence de GHB.
2. D'autres couleurs, ou aucune couleur, peut signifier la présence d'autres drogues. Commencez avec le test A et référez-vous à la charte d'Identidrug™ de NIK®

MISE EN GARDE

- A. Ce test contient de l'alcool. Ne pas utiliser près d'une flamme, d'une étincelle ou toute autre source d'allumage.
- B. Ne pas ingérer.
- C. **Antidote:** En cas de contact, rincez immédiatement les yeux ou la peau avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et enlevez vos vêtements et souliers contaminés. Si avalé, ne faites pas vomir. Si conscient, buvez beaucoup d'eau afin de diluer la quantité d'alcool. Appelez un médecin.



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



SYSTEM OF NARCOTICS IDENTIFICATION

INSTRUCTIONS FOR USE


TEST 0

FOR: GHB (Gamma Hydroxybutyrate)

Test Function

1. This reagent system presumptively identifies GHB.

How to Use Test 0

1. If sampling a powdered substance, remove the clip and insert into the test pack an amount of powdered suspect material that would fit inside this circle. 
2. Reseal with the clip and tap the pouch gently to assure the material falls to the bottom of the pack.
2. If sampling a liquid substance, place 2 small drops of liquid in the pouch using a disposable pipette (dropper).
3. With the printed side of the test pack facing you, break the ampoule by squeezing the center of the ampoule with the tips of the thumb and forefinger. Agitate gently and observe color or color changes.

Interpretation of Resulting Colors

1. A rapidly developing green from amber (natural color) indicates the presence of GHB.
2. Other colors, or no color at all, may indicate the presence of other drugs. Start with Test A and refer to the NIK® Identidrug™ Chart.

CAUTION

- A. This test contains alcohol. Do not use near an exposed flame, spark or other ignition source.
- B. Do not ingest.
- C. **Antidote:** In case of contact, immediately flush eyes or skin with water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. If swallowed, do not give emetics. If conscious give large quantities of water to dilute the alcohol. Call a physician.



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE NARCOTICOS

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PRUEBA 0

PARA: GHB (Gamma Hydroxybutyrate) éxtasis

Función del Análisis

1. Este sistema reactivo presuntamente identifica los GHB.

Como Utilizar la Prueba 0

1. Si la muestra consiste de una sustancia en polvo, remueva el clip e inserte en el paquete de Prueba la cantidad del material sospechoso en polvo que quepa dentro de este círculo.
2. Vuelva a cerrar con el clip y golpee ligeramente para asegurarse que el material llegue al fondo de la bolsa.
3. Si la sustancia de muestra es líquida, coloque 2 gotas pequeñas del líquido en la bolsa usando una pipeta desechable (gotero).
4. Con el lado impreso orientado a usted, rompa la ampolla apretando el centro de la ampolla con la punta del pulgar y dedo índice. Agite suavemente y observe el color o cambios de color.

Interpretación de los Colores del resultado

1. Un rápido cambio de ámbar (color neutro) a verde, indica la presencia de GHB.
2. Otros colores, o la inexistencia de colores, puede indicar la presencia de otras drogas. Comience con Prueba A y refiérase a la Tabla NIK® Identidrug™.

PRECAUCIONES

- A. Esta Análisis contiene alcohol. No utilizar cerca de una llama expuesta, chispas u otras fuentes de ignición
- B. No ingerir.
- C. **Antídotos:** En caso de contacto, inmediatamente lave ojos o piel con abundante agua durante no menos de 15 minutos, mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Si es ingerido, no induzca vomito. Si está conciente, administre grandes cantidades de agua para diluir el alcohol. Llame un medico.



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407



RAUSCHGIFT-IDENTIFIZIERUNGSSYSTEM

GEBRAUCHSANLEITUNG

TEST 0

FÜR: GHB (Gamma-Hydroxy-Buttersäure)

Ziel der Prüfung

1. Dieses Reagenssystem soll GHB anzeigen.

Anwendung Test 0

1. Wenn Sie eine pulverförmige Substanz untersuchen, entfernen Sie die Klammer und führen Sie die Menge in die Testpackung ein, die in diesen Kreis passt.
2. Versiegeln Sie die Testpackung vorsichtig wieder mit der Klammer und klopfen Sie leicht gegen den Beutel, um sicherzustellen, dass das Material auf die Unterseite des Beutels fällt.
2. Wenn Sie eine Flüssigkeit untersuchen, führen Sie mit Hilfe einer Einmal-Pipette zwei Tropfen der Flüssigkeit in den Beutel ein.
3. Während die bedruckte Seite des Testbeutels zu Ihnen zeigt, zerbrechen Sie die Ampulle, indem Sie die Mitte der Ampulle mit den Spitzen des Daumens und des Zeigefingers zusammendrücken. Vorsichtig schütteln und beobachten Sie die Farbe oder die Farbänderungen.

Deutung der sich ergebenden Farben

1. Eine sich rasch von bernstein (natürliche Farbe) zu grün ändernde Farbe weist auf die Gegenwart von GHB hin.
2. Andere Farben oder auch gar keine Farbe kann auf die Anwesenheit von anderen Drogen hinweisen. Beginnen Sie mit Test A und vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem NIK® Identidrug™-Diagramm.

VORSICHT

- A. Dieser Test enthält Alkohol. Nicht neben einer offenen Flamme, Funken oder Zündquelle verwenden.
- B. Nicht verschlucken.
- C. **Gegengift:** Im Fall von Kontakt spülen Sie Haut oder Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser, während die kontaminierte Kleidung und Schuhe entfernt werden. Geben Sie kein Brechmittel im Falle eines Verschluckens. Wenn der Betroffene bei Bewusstsein ist, geben Sie ihm große Mengen Wasser zu trinken, um den Alkohol zu verdünnen. Verständigen Sie einen Arzt.



13386 International Parkway
Jacksonville, Florida 32218
904.485.1836 FAX: 904.741.5407